

LASEROVÁ TERAPIE A INFRAČERVENÁ KOAGULACE

Infrared koagulace

Principem metody je tepelné poškození hemoroidu a tím jeho zmenšení nebo úplné zničení. Vlastní koagulace probíhá 1–3 sekundy a účinkuje do hloubky 3 mm.

Krevní zásobení hemoroidálního uzlu se přeruší, tím se uzel zmenší a vymizí a obtíže ustupují.

Terapie se provádí zejména u hemoroidů I., II. a III. stupně.

VÝHODY OŠETŘENÍ METODOU INFRAČERVENÉ KOAGULACE:

- › miniinvazivní
- › nebolestivá
- › nevyžaduje pracovní neschopnost

www.chirurgie-sotona.cz

